

関係機関各位

地方独立行政法人 神戸市民病院機構
神戸市立医療センター西市民病院

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて（お知らせ）

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素より当院の運営にご助力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、相互の誤接続を防止するための国際規格（ISO（IEC）80369シリーズ）の導入に関し、経腸栄養分野における製品については、先般の厚生労働省通知により、国際規格であるISO 80369-3（以下「新規格」という。）に適合した製品（以下「新規格製品」という。）へ変更が必要となったことを受け、当院においても下記のとおり、国際規格に適合した誤接続防止コネクタに切替えることとなりましたので、お知らせいたします。


関係機関の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1 切替時期

令和3年11月15日から

経腸栄養製品のコネクタが変更になります



2 患者さんへの対応について

(1) 現在旧規格製品を使用されている患者さんに関しましては、交換時期を目処に新規格製品を使用させていただきます。

(2) 新規格製品の導入開始以降に経管栄養を行う患者さんが退院（転院、入所等）する場合、新規格製品となりますので栄養投与の方法については各施設や在宅医で納入業者等へ確認の上、新規格製品のご準備をお願いいたします。新規格製品の切替えが間に合わない場合は、変換コネクタ（タイプB）を1つお渡しいたします。



<問い合わせ先> 地域医療在宅支援室在 078-576-5251（代表）